

Anti-Khdrbs1/Sam68 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応) - Q07666

商品番号: CM0029864



前書き

ヒトKHDRBS1/Sam68を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットの検出が可能。シグナル伝達、選択的スプライシング、細胞周期制御において重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KHDRBS1/Sam68 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10657
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07666
タンパク質重量	48kDa
配送	アイスバッグ