

ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Khdrbs2 ウサギポリクローナル抗体 - Q5Vwx1

商品番号: CM0028552

前書き

ヒトKHDRBS2 (SLM1/SLM-1) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAアプリケーションに使用できます。ヒトおよびマウスサンプルで検証済み。選択的スプライシングおよびRNA結合研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KHDRBS2 ウサギ pAb
備考/別名	SLM1, SLM-1, KHDRBS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	202559
免疫原	合成ペプチド ヒトKHDRBS2 (NP_689901.2) のアミノ酸200番からC末端に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5VWX1
タンパク質分子量	39kDa
配送	保冷バッグ