

抗Khdrbs3ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O75525

商品番号: CM0029446



前書き

ヒトKHDRBS3を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み、マウスとの交差反応性を有します。選択的スプライシング制御とRNA結合タンパク質機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KHDRBS3 ウサギ pAb
備考/別名	Etle; SALP; SLM2; SLM-2; TSTAR; T-STAR; etoile; KHDRBS3
種	ヒト
遺伝子ID	10656
免疫原	ヒトKHDRBS3（NP_006549.1）のアミノ酸177～346に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75525
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋