

Wb、Elisa用抗KHKウサギポリクローナル抗体 - P50053

商品番号: CM0026073



前書き

WB、ELISA用KHKウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ターゲットはフルクトース代謝に関与するケトヘキソキナーゼ（肝臓フルクトキナーゼ）です。糖質代謝およびキナーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KHK Rabbit pAb
備考/エイリアス	FRUCTU; KHK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3795
GeneID	3795
免疫原	ヒトKHK (NP_000212.1) のアミノ酸1-298に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50053
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋