


抗Ki67ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P46013

商品番号: CM0023343



前書き

ヒトKi67（増殖マーカータンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン切片）、ELISAでの使用が検証済みです。マウスとの交差反応性があります。細胞増殖アッセイやがんバイオマーカーの探索をサポートするために設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ki67 ウサギpAb
備考/別名	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
種	ヒト
GeneID	4288
免疫原	ヒトKi67の460-680アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_002408.3)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46013
タンパク質重量	359 kDa
配送	アイスバッグ