


Anti-Ki67 Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - P46013

商品番号: CM0017811



前書き

ヒトKi67（P46013）、増殖マーカーを標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。合成ペプチド（aa 700-800）を免疫原として作成。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Ki67 Rabbit pAb
備考/別名	KiA, MIB-, MIB-1, PPiR105, Ki67
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4288
GeneID	4288
免疫原	ヒトKi67 (NP_002408.3) のアミノ酸700-800内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P46013
タンパク質分子量	359kDa
配送	アイスバッグ