

抗Ki67 ウサギPolymab®（Koバリデーション済み） Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用途 - E9Pvx6

商品番号: CM0005030

前書き

細胞増殖研究に必須のツールであるKi67
ウサギPolymAb®（KOバリデーション済み）です。
ヒト、マウス、ラットのKi67と反応します。WB、IF/
ICC、IF-P、IHC-
P、ELISAでの使用がバリデーションされています。
タンパク質分子量は約350kDaです。 - E9PVX6

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] Ki67 ウサギPolymAb®
備考/別名	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	17345
遺伝子ID	17345
免疫原	ヒト Ki67（NP_002408.3）のアミノ酸2271～2370の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	E9PVX6
タンパク質分子量	350kDa/359kDa
発送方法	保冷剤