

抗Kiaa0196（Washc5）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q12768

商品番号: CM0024408

前書き

ヒトKIAA0196（ストランペリン、WASHC5）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAへの使用に適しており、マウスおよびラットと交差反応します。IVD研究におけるWASH複合体を介したエンドソームアクチン動態およびタンパク質輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIAA0196 Rabbit pAb
別名	RTSC; SPG8; RTSC1; KIAA0196
種	ヒト
GeneID	9897 (ヒト)
免疫原	ヒトKIAA0196（NP_055661.3）のアミノ酸380-530に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q12768
タンパク質分子量	134kDa
輸送方法	氷袋