

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Kiaa0513 ウサギポリクローナル抗体 - O60268

商品番号: CM0019122

前書き

ヒトKIAA0513（未特徴化タンパク質KIAA0513）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。神経科学および脳タンパク質研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	KIAA0513 ウサギ pAb
備考/別名	KIAA0513
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9764
免疫原	ヒトKIAA0513 (NP_001273494.1) のアミノ酸1-301に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O60268
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ