

Wb用抗Kiaa1456ポリクローナル抗体 - Q9P272

商品番号: CM0024142

前書き

腫瘍抑制機能を持つ推定tRNAメチルトランスフェラーゼKIAA1456/TRMT9Bを標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。癌研究およびエピトランスクリプトミクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIAA1456 ウサギ pAb
別名	KIAA1456; C8orf79; TRM9L
対象種	ヒト
GeneID	57604
免疫原	ヒト KIAA1456 (NP_065895.2) のアミノ酸150～250番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9P272
タンパク質分子量	14 kDa
発送方法	保冷剤