

抗Kiaa1524（Cip2A）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Tcg1

商品番号: CM0015031



前書き

ヒト KIAA1524（CIP2A）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたPP2A阻害、MYC安定化研究、ゲノム不安定性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIAA1524 Rabbit pAb
別名	p90; NOCIVA; KIAA1524
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57650
遺伝子ID	57650
免疫原	ヒト KIAA1524（NP_065941.2）のアミノ酸681～905番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q8TCG1
タンパク質分子量	102kDa
輸送方法	氷袋梱包