

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Kif13A ポリクローナル抗体 - Q9H1H9

商品番号: CM0013709

前書き

ヒト KIF13A

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISA

で検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。キネシン介在性細胞内輸送、メラノソーム生成、および細胞質分裂の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF13A Rabbit pAb
備考/別名	RBKIN; bA500C11.2; KIF13A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	63971
GeneID	63971
免疫原	ヒト KIF13A (NP_001099036.1) のアミノ酸 1300-1600 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H1H9
タンパク質分子量	202kDa
配送	アイスバッグ