

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Kif14 ウサギポリクローナル抗体 - Q15058

商品番号: CM0015068

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-KIF14ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのKIF14を検出します。細胞分裂、サイトカinesis、アポトーシス研究に適しています。微小管モーター機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF14 Rabbit pAb
備考/別名	MKS12, MCPH20, KIF14
種	ヒト
遺伝子ID	9928
免疫原	ヒトKIF14（NP_055690.1）のアミノ酸1399-1648に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15058
タンパク質重量	186kDa
発送	保冷バッグ