

Wb、Elisa用 Anti-Kif19 ウサギポリクローナル抗体 - Q2Tac6

商品番号: CM0018088

前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証されたKIF19ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのKIF19と反応します。繊毛と微小管ダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF19 Rabbit pAb
備考/別名	KIF19A; KIF19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	124602
GeneID	124602
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q2TAC6
タンパク質分子量	111kDa
配送	氷袋