


抗Kif1Cポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O43896

商品番号: CM0023759



前書き

KIF1CウサギpAbは、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みのポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのKIF1Cを検出します。ゴルジ体からERへの逆行輸送や微小管モーター機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF1C ウサギpAb
備考/別名	SAX2; LTXS1; SATX2; SPAX2; SPG58; KIF1C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10749
GeneID	10749
免疫原	ヒト KIF1C (NP_006603.2) のアミノ酸810～960番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43896
タンパク質分子量	123kDa
発送	氷袋