

ウェスタンブロット、Elisa用 Anti-Kif20A ポリクローナル抗体 - O95235

商品番号: CM0015901



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのKIF20Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。有糸分裂とゴルジ体ダイナミクスに関与する100

kDaタンパク質を検出。細胞生物学および腫瘍学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF20A ウサギ pAb
備考/別名	RCM6; MKLP2; RAB6KIFL; KIF20A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10112
GeneID	10112
免疫原	組換えタンパク質[ヒト KIF20A (NP_005724.1) のアミノ酸591-890に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95235
タンパク質分子量	100kDa
配送方法	保冷バッグ