

Anti-Kif22 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, Elisa対応） - Q14807

商品番号: CM0023540



前書き

このKIF22 (KID, KNSL4)に対するウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのサンプルを検出します。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAに適しています。分裂期キネシン様タンパク質を標的とし、細胞分裂およびがん研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF22 Rabbit pAb
備考/別名	KID; OBP; KNSL4; OBP-1; OBP-2; SEMDJL2; A-328A3.2; KIF22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3835
GeneID	3835
免疫原	ヒトKIF22 (NP_015556.1) のアミノ酸456-665に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14807
タンパク質分子量	73kDa
配送	アイスパック