

ウェスタンブロット、免疫沈降、Elisa用 抗Kif23ウサギモノクローナル抗体 - Q02241

商品番号: CM0009966



前書き

ヒト KIF23

(MKLP1)に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）、免疫沈降（IP）、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットKIF23を認識し、予測分子量は約110

kDa。細胞質分裂および細胞分裂研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF23 ウサギ mAb
備考/別名	CDA3; CHO1; CDAN3; KNSL5; MKLP1; CDAIII; CDAN3A; MKLP-1; KIF23
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9493
GeneID	9493
免疫原	ヒト KIF23 (Q02241) の801-960番目のアミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q02241
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷バッグ