

WbおよびElisa用抗Kif2Aポリクローナル抗体 - O00139

商品番号: CM0019989



前書き

KIF2Aウサギポリクローナル抗体はウェスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットのKIF2A（約80kDa）を検出します。有糸分裂および神経発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF2A ウサギ pAb
備考/別名	HK2; KIF2; CDCBM3; KIF2A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3796
遺伝子ID	3796
免疫原	ヒトKIF2A（NP_004511.2）のアミノ酸30～220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00139
タンパク質分子量	80kDa
輸送方法	保冷剤