


Anti-Kif2C/Mcak ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99661

商品番号: CM0005145



前書き

ヒト KIF2C/MCAK（キネシン様タンパク質 KIF2C、分裂期セントロメア関連キネシン）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB および ELISA に適しています。分裂期、染色体分配、およびキネトコア-微小管動態の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF2C/MCAK ウサギ mAb
備考/別名	MCAK; CT139; KNSL6; KIF2C/MCAK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11004
GeneID	11004
免疫原	合成ペプチド ヒト KIF2C/KIF2C/MCAK (Q99661) のアミノ酸 1-100 以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99661
タンパク質分子量	81kDa
配送	アイスバッグ