

Anti-Kif3A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y496

商品番号: CM0012500

前書き

ヒト KIF3A を標的とするウサギモノクローナル抗体。
WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISA で検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。繊毛輸送、中心体機能、ヘッジホッグシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF3A Rabbit mAb
備考/別名	FLA10; KLP-20; KIF3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11127
GeneID	11127
免疫原	合成ペプチド ヒト KIF3A (Q9Y496) のアミノ酸600-699領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y496
タンパク質分子量	80kDa
配送	アイスバッグ