


Wb用抗Kif4Aモノクローナル抗体 - O95239

商品番号: CM0010712



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのKIF4Aウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのKIF4Aを検出します。有糸分裂における染色体分離および細胞質分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF4AウサギmAb
備考／別名	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	24137
GeneID	24137
免疫原	合成ペプチド ヒトKIF4A（O95239）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95239
タンパク質分子量	140kDa
配送	保冷バッグ