


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Kif4Aポリクローナル抗体 - O95239

商品番号: CM0013490



前書き

ヒトKIF4Aを標的とするウサギポリクローナル抗体です。KIF4Aは有糸分裂および細胞質分裂に必須の染色体関連キネシンです。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF4AウサギpAb
備考／別名	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	24137
GeneID	24137
免疫原	ヒトKIF4A (NP_036442.3) のアミノ酸870～1080に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95239
タンパク質分子量	140 kDa
輸送	保冷剤