


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Kif5Aウサギポリクローナル抗体 - Q12840

商品番号: CM0028962



前書き

ヒト、マウス、ラットに対してウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗KIF5Aウサギポリクローナル抗体。ニューロン特異的キネシン重鎖を標的とし、神経生物学や軸索輸送研究に適用可能。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF5A ウサギ pAb
備考/別名	NKHC; ALS25; MY050; NEIMY; SPG10; D12S1889; KIF5A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3798
免疫原	組換えタンパク質 ヒト KIF5A (NP_004975.2)のアミノ酸933-1032に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12840
タンパク質分子量	117kDa
発送	保冷バッグ