

Wb、If-P、Elisa用 Anti-Kif5B モノクローナル抗体 - P33176

商品番号: CM0003445



前書き

KIF5B ウサギ mAbは、WB、IF-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットの
内因性KIF5Bを検出します。キネシン-
1モーター機能、ミトコンドリア/リソソーム輸送、お
よび軸索伸長に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF5B ウサギ mAb
備考/別名	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3799
GeneID	3799
免疫原	ヒト KIF5B (NP_004512.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33176
タンパク質分子量	110kDa
発送	保冷バッグ