

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Kif5Bポリクローナル抗体 - P33176

商品番号: CM0017874



前書き

KIF5B ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるW
B、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証されたポリクローナル抗
体です。モータータンパク質および細胞内輸送研究向
けのキネシン-1重鎖を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIF5B ウサギ pAb
備考/別名	KNS; KINH; KNSI; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3799
GeneID	3799
免疫原	ヒトKIF5B (NP_004512.1) のアミノ酸650-770に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33176
タンパク質分子量	110kDa
輸送	保冷バッグ