

Wb、Elisa用抗Kif7ウサギポリクローナル抗体 - Q2M1P5

商品番号: CM0021489



前書き

WBおよびELISA用途向けのKIF7ウサギポリクローナル抗体。組換えヒトKIF7（aa1044-1343）を抗原として作製。151kDaタンパク質を検出。ヒトと交差反応します。ヘッジホッグシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	KIF7ウサギpAb
備考／別名	ACLS、AGBK、HLS2、MMEDF、JBTS12、UNQ340、KIF7
種	ヒト
GeneID（ヒト）	374654
GeneID	374654
免疫原	ヒトKIF7（NP_940927.2）のアミノ酸1044-1343に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q2M1P5
タンパク質分子量	151kDa
配送	保冷バッグ