

Wb、If/Icc、Elisa用抗Kifap3ウサギモノクローナル抗体 - Q92845

商品番号: CM0010902

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのKIFAP3ウサギモノクローナル抗体。染色体移動および紡錘体係留に必須なキネシン結合タンパク質3を標的とし、細胞分裂やモータータンパク質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIFAP3 ウサギmAb
別名	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dJ190I16.1; KIFAP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22920
GeneID	22920
免疫原	ヒトKIFAP3 (Q92845) のアミノ酸675～792に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92845
タンパク質分子量	91kDa
発送	保冷剤