

Kifap3 ウサギポリクローナル抗体 Wb, If/Icc, Ip, Elisa 対応 - Q92845

商品番号: CM0027228

前書き

WB, IF/ICC, IP,
ELISAで検証済みの抗KIFAP3ウサギポリクローナル抗体です。染色体運動に関与するヒト、マウス、ラットのKIFAP3と反応します。細胞周期および有糸分裂研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIFAP3 ウサギ pAb
備考/別名	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dJ190I16.1; KIFAP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22920
GeneID	22920
免疫原	ヒトKIFAP3 (NP_055785.2) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92845
タンパク質分子量	91kDa
発送	保冷剤