

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Kifc1ポリクローナル抗体 - Q9Bw19

商品番号: CM0029686



前書き

KIFC1 ラビット pAb は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証されたポリクローナル抗体です。ヒトKIFC1（HSET）を標的とし、これは紡錘体形成に必須のマイナス端指向性モータータンパク質です。マウスおよびラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIFC1 ラビット pAb
備考/別名	HSET; KNSL2; KIFC1
種	ヒト
GeneID	3833
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BW19
タンパク質分子量	74kDa
発送条件	保冷剤