


Wb、Elisa用 Kifc3抗ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bvg8

商品番号: CM0030201



前書き

ヒトKIFC3に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットKIFC3と反応し、先端指向性輸送および接着帯の維持に関与するマイナス端指向性微小管モータータンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIFC3 Rabbit pAb
備考/別名	KIFC3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3801
GeneID	3801
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトKIFC3 (NP_005541.3) のアミノ酸140-390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BVG8
タンパク質分子量	93kDa
配送	氷袋