


Anti-Kinesin Light Chain 1 (Klc1) ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q07866

商品番号: CM0031062



前書き

KLC1 Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、ラットのKLC1 (UniProt Q07866) を検出し、WB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。オルガネラ輸送に関与するキネシンモータータンパク質であり、神経科学および細胞内輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Kinesin light chain 1 (KLC1) Rabbit pAb
備考/別名	KLC; KNS2; KNS2A; Kinesin light chain 1 (KLC1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3831
GeneID	3831
免疫原	ヒト Kinesin light chain 1 (KLC1) (NP_005543.2) のアミノ酸261-560に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07866
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ