

抗キネシン軽鎖1 (Klc1) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - Q07866

商品番号: CM0002446



前書き

キネシン軽鎖1 (KLC1)

を標的とするウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAに使用できます。ヒトおよびラットと交差反応性があります。細胞内オルガネラ輸送や微小管モータータンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	キネシン軽鎖1 (KLC1) ウサギmAb
備考/別名	KLC; KNS2; KNS2A; Kinesin light chain 1 (KLC1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3831
GeneID	3831
免疫原	ヒトキネシン軽鎖1 (KLC1) (Q07866) のアミノ酸450-550領域に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q07866
タンパク質分子量	65kDa
輸送	保冷バッグ