


## Anti-Kininogen 1 (Kng1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P01042

商品番号: CM0021422



### 前書き

#### ヒト Kininogen 1

(KNG1)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF /ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのKNG1を検出します。凝固および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Kininogen 1 (KNG1) Rabbit pAb                                                  |
| 備考/別名      | BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Kininogen 1 (KNG1)                               |
| 種          | ヒト                                                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3827                                                                           |
| 遺伝子ID      | 3827                                                                           |
| 免疫原        | 組換えタンパク質；ヒト Kininogen 1 (KNG1) (NP_000884.1) のアミノ酸148-427に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 供給源        | ウサギ                                                                            |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                      |
| アプリケーション   | WB, IF/ICC, ELISA                                                              |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                     |
| SWISS      | P01042                                                                         |
| タンパク質分子量   | 72kDa                                                                          |
| 配送         | 氷袋                                                                             |