


## Anti-Kininogen 1 (Kng1) ウサギポリクローナル抗体 For Wb - P01042

商品番号: CM0013444



## 前書き

ヒトキニノゲン1 (KNG1)

を標的とするポリクローナルウサギ抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのキニノゲンを検出。72

kDa。凝固、ブラジキニン、炎症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | キニノゲン1 (KNG1) ウサギ pAb                                  |
| 備考/別名       | BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Kininogen 1 (KNG1)       |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 3827                                                   |
| GeneID      | 3827                                                   |
| 免疫原         | ヒトキニノゲン1のアミノ酸148-427に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000884.1) |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用          | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | P01042                                                 |
| タンパク質分子量    | 72kDa                                                  |
| 発送          | 保冷バッグ                                                  |