


Wb、If/Icc、Fc、Elisa用抗Kir2Dl2/Kir2Dl3モノクローナル抗体 - P43628

商品番号: CM0012737



前書き

ヒトKIR2DL2/KIR2DL3に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、FC、ELISAに適しています。NK細胞に発現するHLA-Cリガンドに対するナチュラルキラー細胞抑制性受容体を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIR2DL2/KIR2DL3 ウサギmAb
備考/別名	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; キラー細胞免疫グロブリン様受容体2DL3; KIR2DL2/KIR2DL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3803/3804
遺伝子ID	3803/3804
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトKIR2DL3(NP_056952.2)のアミノ酸22～245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43628
タンパク質分子量	27kDa/37kDa/38kDa
輸送方法	水袋