


Wb、If/Icc、Elisa用抗Kir2Dl3ポリクローナル抗体 - P43628

商品番号: CM0022141



前書き

ヒトKIR2DL3に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。NK細胞受容体研究、免疫チェックポイント研究に適しており、ヒトとマウスに交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIR2DL3 ウサギpAb
備考 / 別名	p58, NKAT, GLI83, NKAT2, CD158b, KIR2DL, NKAT2A, NKAT2B, CD158B2, KIR-K7b, KIR-K7c, KIR2DS5, KIRCL23, KIR-023GB, KIR2DL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3804
GeneID	3804
免疫原	ヒトKIR2DL3 (NP_056952.2) のアミノ酸22～245番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P43628
タンパク質分子量	38kDa
配送方法	氷袋