

抗Kir2Dl4モノクローナル抗体（Wb、Fc、Elisa用） - Q99706

商品番号: CM0007421



前書き

ヒトKIR2DL4に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAで検証済み。この受容体はHLA-Gに結合し、母体と胎児の境界における免疫応答を制御します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIR2DL4 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3805
GeneID	3805
免疫原	ヒトKIR2DL4のアミノ酸24-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002246.5)
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99706
タンパク質重量	41kDa
配送	アイスパック