


Wb、Elisa用 Anti-Kir3DL1 ポリクローナル抗体 - P43629

商品番号: CM0023405



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-KIR3DL1ポリクローナル抗体。ヒトキラー細胞免疫グロブリン様受容体3DL1を標的とし、マウスと交差反応性あり、分子量49 kDa。NK細胞および免疫受容体研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIR3DL1 ウサギ pAb
備考/別名	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/SI; KIR3DL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3811
遺伝子ID	3811
免疫原	組換えタンパク質: ヒトKIR3DL1 (NP_037421.2)のアミノ酸22-222に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P43629
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ