

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Kir3Dl3 ポリクローナル抗体 - Q8N743

商品番号: CM0015637

前書き

WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済みのAnti-KIR3DL3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのKIR3DL3（NK細胞抑制性受容体）を認識。免疫細胞および腫瘍学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIR3DL3 ウサギ pAb
備考/別名	KIR44; KIRC1; CD158Z; KIR3DL7; KIR2DL5B; KIR3DL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	115653
遺伝子ID	115653
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N743
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ