

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Kir3Ds1ポリクローナル抗体 - Q14943

商品番号: CM0025098

前書き

KIR3DS1ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットにわたってNK細胞受容体CD158E2を検出します。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAでの検証が完了しています。自然免疫およびMHCクラスI受容体の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIR3DS1 ウサギpAb
別名	KIR-G1, NKAT10, CD158E2, NKAT-10, KIR-123FM, KIR3DS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3813
免疫原	ヒトKIR3DS1 (NP_001077008.1) のアミノ酸80〜340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14943
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋