

Wb、Elisa用抗Kirrelポリクローナル抗体 - Q96J84

商品番号: CM0013109

前書き

ヒトKIRREL (NEPH1)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。足細胞生物学および糸球体濾過障壁の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KIRREL Rabbit pAb
備考/別名	NEPH1; KIRREL; NPHS23
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55243
GeneID	55243
免疫原	ヒトKIRREL (NP_060710.3) のアミノ酸17-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q96J84
タンパク質分子量	84kDa
配送	アイスバッグ