

Anti-Kiss1 (Kisspeptin-1) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q15726

商品番号: CM0028956



前書き

ヒト KISS1 (Kisspeptin-1、HH13) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。生殖内分泌学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KISS1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	HH13; KiSS-1; KISS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3814
遺伝子ID	3814
免疫原	ヒト KISS1 (NP_002247.3) のアミノ酸40-138以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15726
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋