


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Kiss1R ポリクローナル抗体 - Q969F8

商品番号: CM0025252



前書き

このKISS1Rウサギポリクローナル抗体（43kDa）は、ヒト、マウス、ラットを検出します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。生殖生物学およびGPCR研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KISS1R ウサギ pAb
備考/別名	HH8; CPPB1; GPR54; AXOR12; KISS-1R; HOT7T175; KISS1R
種	ヒト
GeneID	84634 (ヒト)
免疫原	ヒトKISS1R (NP_115940.2) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969F8
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ