

抗Kitlgポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P21583

商品番号: CM0030740



前書き

ヒト KITLG (SCF, MGF)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。幹細胞生物学、造血、がんシグナル伝達の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KITLG ウサギpAb
備考/別名	SF; MGF; SCF; SLF; DCUA; FPH2; FPHH; KL-1; Kitl; WS2F; SHEP7; DFNA69; KITLG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4254
GeneID	4254
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21583
タンパク質重量	31kDa
配送	アイスバッグ