

抗Kitlgウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P21583

商品番号: CM0019098



前書き

ヒトKITLG（SCF/c-Kitリガンド）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの実用性が検証済みで、マウスと交差反応性を示します。造血、発生、腫瘍学研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KITLG Rabbit pAb
備考／別名	SF, MGF, SCF, SLF, DCUA, FPH2, FPHH, KL-1, Kitl, WS2F, SHEP7, DFNA69, KITLG
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4254
免疫原	ヒトKITLG（NP_000890.1）のアミノ酸26～214番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P21583
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	保冷剤