

Wb、Elisa用Anti-Klbポリクローナル抗体 - Q86Z14

商品番号: CM0015857



前書き

WBおよびELISAで検証されたKLBウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのベータ-クロト（KLB）を検証します。組換えタンパク質免疫原、120kDa、FGF21シグナル伝達および胆汁酸代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLB Rabbit pAb
備考/別名	BKL; KLB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	152831
遺伝子ID	152831
免疫原	ヒトKLB (NP_783864.1) のアミノ酸720-990に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86Z14
タンパク質分子量	120kDa
配送	アイスパック