

抗Klc2ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9H0B6

商品番号: CM0022455



前書き

ヒトKLC2（キネシン軽鎖2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、マウスおよびラットと交差反応性を示します。WBおよびELISAに適しており、神経変性における微小管依存性オルガネル輸送とリソソーム位置決定の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLC2 ウサギ pAb
備考/別名	KLC2; SPOAN
由来種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	64837
遺伝子ID	64837
免疫原	ヒトKLC2（NP_073733.1）のアミノ酸1-90番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウェスタンブロッティング（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H0B6
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	氷袋