

Wb、Elisa用抗Klf1ポリクローナル抗体 - Q13351

商品番号: CM0014947



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーション用のKLF1ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ラットと交差反応します。赤血球の発生および転写制御の研究用途。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	KLF1 Rabbit pAb
備考/別名	EKLF; EKLF/KLF1; KLF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10661
GeneID	10661
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q13351
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋