

Wb、Elisa用抗Klf1ウサギポリクローナル抗体 - Q13351

商品番号: CM0022347



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済みのKLF1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。赤血球系転写因子KLF1（38 kDa）を標的とし、赤血球造血および胎児型から成人型グロビンへの切り替えを制御する重要な因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KLF1ウサギpAb
備考／別名	KLF1; EKLF; CDAN4; HBFQTL6; INLU; Kruppel like factor 1
種	ヒト
遺伝子ID	10661
免疫原	ヒトKLF1（NP_006554.1）のアミノ酸211～311内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q13351
タンパク質分子量	38 kDa
輸送	保冷バッグ